

For vaccination of healthy dogs and puppies eight weeks of age or older as an aid in the prevention of disease caused by *Bordetella bronchiseptica*, canine parainfluenza virus and canine adenovirus type 2.

Preparation of the Vaccine: Rehydrate with the accompanying sterile diluent. Shake well and draw back into the syringe the required amount. Remove needle from syringe and attach enclosed applicator tip. Use immediately.

Administration and Dosage: Instill 0.5 mL of rehydrated vaccine into each nostril using a syringe with applicator tip. Annual revaccination is recommended.

Caution: This product is designed for INTRANASAL USE ONLY. DO NOT VACCINATE DOGS PARENTERALLY. A very small percentage of animals may show sneezing, coughing or nasal discharge following vaccination. These signs are usually transient. Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. Shake well after rehydration. Burn container and all unused contents. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.

Canine Adenovirus Type 2-Parainfluenza-Bordetella Bronchiseptica Vaccine
Modified Live Virus and Avirulent Live Culture

Bronchi-Shield® III
For Veterinary Use Only
25 Doses
25 x 1 mL Vials of Vaccine plus
25 x 1 mL Vials of Diluent

FOR INTRANASAL USE ONLY. DO NOT VACCINATE DOGS PARENTERALLY.

Caution: In the absence of a veterinarian-client-patient relationship, Federal law prohibits the relabeling, repackaging, resale, or redistribution of the individual contents of this package.

Bronchi-Shield® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.

© 2010 Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. All Rights Reserved.

Ver las instrucciones completas al reverso.

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
St. Joseph, MO 64506 U.S.A./EE.UU.
U.S. Veterinary License No. 124
Licencia Veterinaria de EE.UU. N° 124



The PEEL-OFF LABEL I.D. SYSTEM provides a simple and effective method of recording pertinent information on the vaccines administered to animals in a veterinary practice.

For vaccines requiring reconstitution, remove label from both vials and affix both labels to the animal's medical chart.

Using the System:

1. Grasp the vial label at the corner marked with an indicator arrow, between your thumb and forefinger (figure 1).
2. Pull steadily at a slight angle until the label is separated from the vial (figure 2).
3. Place the label on the animal's medical chart. Press down on the label to ensure adhesion.



(fig. 1)



(fig. 2)

EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA DESPEGABLE proporciona un método sencillo y efectivo de registrar la información pertinente sobre las vacunas administradas a los animales en la práctica veterinaria.

Para las vacunas que requieren reconstitución, quitar la etiqueta de ambos frascos y adherirlas al registro médico del animal.

Uso del Sistema:

1. En la esquina marcada con una flecha indicadora, tomar la etiqueta del frasco entre el pulgar y el índice (figura 1).
2. Desprender tirando firmemente en un poco de ángulo hasta que la etiqueta quede separada del frasco (figura 2).
3. Colocar la etiqueta en el registro médico del animal. Presionar sobre la misma para asegurar su adhesión.



(fig. 1)



(fig. 2)

Vacuna contra Adenovirus Canino Tipo 2-Parainfluenza-Bordetella bronchiseptica Virus Vivo Modificado y Cultivo Vivo Avirulento

Bronchi-Shield® III

Uso Veterinario
25 Dosis: Vacuna: 25 frascos de 1 mL más Diluyente: 25 frascos de 1 mL

Para la vacunación de perros y cachorros sanos de ocho semanas de edad o mayores, como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por la *Bordetella bronchiseptica*, el virus de la parainfluenza canina y el adenovirus canino tipo 2.

Preparación de la Vacuna: Rehidratar con el diluyente estéril que acompaña el producto. Agitar bien y extraer la cantidad requerida en la jeringa. Retirar la aguja de la jeringa y colocar el aplicador intranasal. Usar inmediatamente.

Administración y Dosis: Colocar 0,5 mL de vacuna rehidratada en cada fosa nasal usando una jeringa con el aplicador intranasal. Se recomienda la revacunación anual.

Precaución: Este producto está diseñado PARA USO INTRANASAL SOLAMENTE. NO VACUNAR A LOS PERROS POR VÍA PARENTERAL. Un porcentaje muy pequeño de los animales puede manifestar estornudos, tos o secreciones nasales después de la vacunación. Estos signos son generalmente transitorios. Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. Agitar bien después de la rehidratación. Incinerar el recipiente y todo el contenido no utilizado. En caso de reacción anafilactoidea, administrar epinefrina.

PARA USO INTRANASAL SOLAMENTE. NO VACUNAR A LOS PERROS POR VÍA PARENTERAL.

Advertencia: En ausencia de una relación veterinario-cliente-paciente, la ley federal de EE.UU. prohíbe el reetiquetado, reembalaje, reventa o redistribución del contenido de esta caja en forma individual.

Bronchi-Shield® es marca registrada de Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.


© 2010 Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. Reservados Todos los Derechos.

Bronchi-Shield® III


1mL dose – 25 x 1 dose vials – intranasal administration



modified-live
Bordetella bronchiseptica
parainfluenza
adenovirus 2



D11218



D09018